

nimo®

NEBULİZER SET

NEBULIZER SET



FTALAT
İÇERMEZ
FTALAT
FREE

TR - PEDIATRİK
EN - PEDIATRIC

REF 099-142

LOT



Paket İçeriği: Çocuk Maske, Hortum, İlaç Kabı



CE
1984

HUNKAR
ECZA VE MEDİKAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Hünkar Ecza Ve Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti
Akçeşme Mah. 2019 Sk. No:5
Merkezefendi DENİZLİ / TURKEY
+90 258 371 46 56

www.hunkarmedikal.com

MADE IN TURKEY

UYARILAR

- 1- Yırtılmış zarar görmüş paketleri kullanmayınız. Tek kişi kullanımına uygundur.
- 2- Güneş ışığında, yüksek sıcaklıkta ve nemli ortamlarda saklamayınız.
- 3- Bu ürün ftalat ve latex içermez.

KULLANMA TALİMATI

- 1- Hava hortumunun bir ucunu, kullanacağınız nebulizatör cihazının üzerindeki hava çıkış deliğine takınız.
- 2- Hava hortumunun diğer ucunu, ilaç kabının altında yer alan hava deliğine takınız.
- 3- İlaç kabı kapağını saat yönünün tersine çevirip yukarı çekerek ilaç kabından çıkarınız.
- 4- İlaç haznesine, doktorunuzun belirlemiş olduğu miktarda ve türde ilacı koyunuz.
- 5- Buharlaştırıcı parçayı ilaç kabı kapağının altındaki yere, tırnakları oturacak şekilde yerleştiriniz.
- 6- İlaç kabının kapağını ilaç haznesine yerleştirin, saat yönünde çevirerek kapandığından emin olun.
- 7- Kullanım tercihinize göre maske ya da ağızlığı ilaç kabının üzerindeki deliğe takın. Cihazı çalıştırıp, buhar çıkışının olduğundan emin olun.
- 8- Maske ile tedavide, maskeyi ağız ve burnunuzu kaplayacak şekilde takın ve normal nefes almaya devam edin.
- 9- Ağızlık ile tedavide, ağızlığı dişlerinize dudacağınızın arasına yerleştirin ve ağızdan normal nefes almaya devam edin. (Ağızlıklı model için geçerlidir.)
- 10- İlaç kabı kapağı üzerindeki nebulizasyon ayar vanasını kullanarak istenilen buhar çıkışını ayarlayın.

CAUTION

- 1- Do not use damaged package. Suitable for single person use.
- 2- Do not stock in high temperature, sun shining and moisture place.
- 3- There is not ftalat and latex in this product.

INSTRUCTION FOR USE

- 1- Install the air-tube to air out hole on the device.
- 2- Install the other edge of air-tube to down side of medication cup.
- 3- Turn the medication cup lid reverse of clockwise and pull up and take out it.
- 4- Put the right type and amount of medication in to medication cup as your doctor advised to you.
- 5- Place the vaporiser head under the lid of the medication cup so that the tabs engage.
- 6- Put the medication cup on its place and turn clockwise the lid to close it.
- 7- As your usage choice install the mask or mouthpiece on to medication cup. Operate the device, Be sure aerosol is coming from medication cup.
- 8- Treatment with mask, wear the mask to cover your mouth and nose and keep breathing normally.
- 9- Treatment with mouthpiece, put the mouthpiece between your lips and teeth and keep breathing normally. (Valid for mouthpiece.)
- 10- Adjust the desired aerosol output using the nebulization control valve located on the lid of the medication cup.

Iss. Date 28.11.2019 Rev01