



Her şey sađlıđınız iin!


Medikal  
Ürün  
Katalođu

 | nimo®

 | nimomed®



**Denizli / TÜRKİYE**





**HÜNKAR**  
ECZA VE MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

**nimo**<sup>®</sup>

**nimomed**<sup>®</sup>

**Gölge**<sup>®</sup>

**ece**<sup>®</sup>

**haiti**

**Anti-m**<sup>®</sup>

**MERRY**<sup>®</sup>

# ÜRETİMLERİMİZ

NEBULİZATÖR

4-8

TERMOMETRE

9-11

GÖĞÜS  
POMPASI

12-13

KULAK  
KORUYUCU

14-15

MASKE

16-19

HAVA  
NEMLENDİRİCİ

20

## HAKKIMIZDA

Hünkar; medikal ve kişisel bakım sektöründe 37 yıllık geçmişe dayanan güçlü kuruluşu, tecrübesi ve sahip olduğu satış ağıyla Türkiye ve ihracat yaptığı ülkelerde kendi markaları ile bir değer olmayı başarmıştır. 1984 yılından günümüze ilerleyen teknolojiyle, kalitemizle, müşterilerimize gösterdiğimiz saygı ve kattığımız değerlerle; sektördeki en iyiler arasında yer alma konusunda hızla ilerliyoruz. 65 kişiden oluşan alanında uzman personelimizle 3000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip fabrikamızda kendi markalarımızla üretimini gerçekleştirdiğimiz Nebulizatör, Temassız Ateş Ölçer ve Göğüs Pompalarımız ile ürün konseptimize her geçen gün yeni ürünler eklemeye devam ederek, müşterilerimizin taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamaktayız. Hünkar Ecza ve Medikal özellikle yerli üretimini gerçekleştirdiği solunum grubu cihazlarından Kompresörlü Nebulizatör ve yeni nesil Taşınabilir Mesh Nebulizatör ürünleri ile Türkiye pazarının lideri konumundadır. 27'den fazla ülkeye ihracat yapan Hünkar Ecza ve Medikal dünya üzerindeki pazar ağını her geçen gün daha da fazla genişletmektedir.

Vizyonumuz; 1984 ten bu yana süre gelen kalitemizi gelecek yıllar boyunca devam ettirmek, misyonumuz; müşterilerimizin en iyi tedarikçisi olmaktır. Bu amaçla Hünkar ailesi olarak, 37 yıllık tecrübemizle Ar-Ge çalışmalarımızla her zaman müşterilerimizin yanında olmak için çalışıyoruz.

ISO 9001 ve ISO 13485 kapsamımız ise şu şekildedir:

Kompresörlü Nebulizatör, Taşınabilir Mesh Nebulizatör, Oksijen Maskesi, Nebulizer Set, Göğüs Pompası ve Temassız Ateş Ölçer üretim, dağıtım ve teknik servisi.

# İTHAL ÜRÜNLER

22-27

**TANSİYON  
ALETLERİ**

28

**ULTRASONİK  
NEBULİZATÖR**

29-30

**KLİNİK  
VE ODA  
DERECELERİ**

31

**ANNE  
VE BEBEK**

32-33

**HAVALI YATAK**

34-35

**SICAK SU  
TORBASI**

36

**PREZERVATİF**



# NEBULIZATÖR



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Metodu	Aktif Titreşimli Mesh Teknolojisi
Nominal Çalışma Gerilimi	DC 4.8V (dahili lityum titanat batarya) veya DC 5.0V 1A
Güç Tüketimi	<4.0 W
Nebulizasyon Hızı	0.5 ± 0.15 ml/dk
MMAD	2.5±30%µm
Titreşim Frekansı	120 kHz±10 kHz
İlaç Kabı Kapasitesi	10 ml
Tip	BF Tipi Uygulanabilir Parçalar
Katı ve Sıvı Koruma Sınıfı	IP22
Boyut	41mm(B)x45mm(E)x91mm(Y)
Ağırlık	110 gr (Batarya Dahil)

## STANDART AKSESUARLAR

Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağızlık, USB Kablo, Kullanım Kılavuzu

## 2X2.4V Lİ-TİTANAT ÇİFT BATARYA TEKNOLOJİSİ

Yüksek ısı direnci, patlamaya dayanıklı özelliği ve yüksek güvenlik performansı ile yılda 3000 kez şarj/deşarj imkanı sunarak 5 yıla kadar kullanım ömrüne sahip yeni nesil çevre dostu pil teknolojisine sahiptir.

## TİTANYUM ALAŞIMLI MESH TEKNOLOJİSİ

Titanyum alaşımli mesh, yüksek sıcaklıklara karşı dayanım, yüksek korozyon direnci ve premium biyoyumluluk özellikleri sayesinde nebulizasyonu daha güvenli ve etikili hale getirir.

## USB KABLO İLE ŞARJ ÖZELLİĞİ

Mikro USB kablosuyla herhangi bir 5V USB güç adaptöründen, aracınızdan veya doğrudan bilgisayarınız ile 90 dakikada şarj edebilirsiniz.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hafif ve taşınabilir. Sadece 110 gram
- Çocuklar, bebekler ve yetişkinler için mini kompakt dizayn
- Akciğerlerde etkili ilaç birikimi
- Şarj edilebilir Li-Titanat batarya teknolojisi
- 10 dk kullanım sonrası otomatik kapanma
- Düşük güç tüketimi, sessiz çalışma
- Düşük ilaç seviyesi algılama
- Yüksek yoğunluklu buhar çıkışı



MMAD  
2.5 µm



Akıllı  
Kontrol



Ses  
2.3 dBA



Nebulizasyon  
Hızı  
0,5 ml/dk



İlaç  
Kabı Kapasitesi  
10ml



Tam Dolu  
Batarya İle  
Aralıksız 60 dk  
Tedavi İmkani



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

## STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD  
3-3.5 µm

Nebulizasyon  
Hızı  
0.2-0.4 ml/dk.

Ses  
Seviyesi  
≤60 dB

Maks.  
Çalışma  
Basıncı  
2.5 Bar

Buhar çıkışı  
ayarlanabilir  
ilaç kabı

FTALAT  
&  
LATEKS  
İÇERMEZ

## KOMPAKT KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR

MODEL NO: HNK-NBL-MN

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

## STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağzılık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD  
3-3.5 µm

Nebulizasyon  
Hızı  
0.2-0.4 ml/dk.

Ses  
Seviyesi  
≤60 dB

Maks.  
Çalışma  
Basıncı  
2.5 Bar

Buhar çıkışı  
ayarlanabilir  
ilaç kabı

FTALAT  
&  
LATEKS  
İÇERMEZ







## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

## STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağızlık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD  
3-3.5 µm

Nebulizasyon  
Hızı  
0.2-0.4 ml/dk.

Ses  
Seviyesi  
≤60 dB

Maks.  
Çalışma  
Basıncı  
2.5 Bar

Buhar çıkışı  
ayarlanabilir  
ilaç kabı

FTALAT  
&  
LATEKS  
İÇERMEZ

## KOMPAKT ARABA NEBÜLİZATÖR



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

## STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağızlık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD  
3-3.5 µm

Nebulizasyon  
Hızı  
0.2-0.4 ml/dk.

Ses  
Seviyesi  
≤60 dB

Maks.  
Çalışma  
Basıncı  
2.5 Bar

Buhar çıkışı  
ayarlanabilir  
ilaç kabı

FTALAT  
&  
LATEKS  
İÇERMEZ



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

## STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağızlık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD  
3-3.5 µm

Nebulizasyon  
Hızı  
0.2-0.4 ml/dk.

Ses  
Seviyesi  
≤60 dB

Maks.  
Çalışma  
Basıncı  
2.5 Bar

Buhar çıkışı  
ayarlanabilir  
ilaç kabı

FTALAT  
&  
LATEKS  
İÇERMEZ

## DİĞ KOMPAKT NEBÜLİZATÖR

MODEL NO: HNK-NBL-EXT

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	AC 220V 50Hz
Güç Tüketimi	150 VA
MMAD	3.3 µm
Hava Çıkış Aralığı	4-6 L/dk
Ortalama Nebulizasyon Hızı	0.30 ml/dk
Partikül Boyut Aralığı	0.5 - 9 µm
İlaç Kabı Kapasitesi	6 ml maks.
Ses Seviyesi	< 60 dB

## STANDART AKSESUARLAR

İlaç Kabı, Hava Hortumu, Yetişkin Maske, Çocuk Maske, Ağızlık, Yedek Hava Filtresi (5 adet), Kullanım Kılavuzu

MMAD  
3-3.5 µm

Nebulizasyon  
Hızı  
0.2-0.4 ml/dk.

Ses  
Seviyesi  
≤60 dB

Maks.  
Çalışma  
Basıncı  
2.5 Bar

Buhar çıkışı  
ayarlanabilir  
ilaç kabı


FTALAT  
&  
LATEKS  
İÇERMEZ





# TERMOMETRE

---





Vücut




Cisim




Gece Modu




99 Adet Hafıza



Yüksek Ateş Uyarısı



Ekran Işığ



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Temassız ölçüm yapabilme
- 1 sn içinde ölçüm yapabilme
- İnsan vücut sıcaklığı ve cisim sıcaklığı ölçümü yapabilme
- Kolay okunabilir büyük segment LCD ekran
- 99 adet geriye dönük ölçüm hafızası
- 10 sn içerisinde otomatik kapatma
- Yüksek ateş sesli ve renkli ekran uyarısı



### TEKNİK ÖZELLİKLER


Ölçüm Modu	Vücut / Cisim	
Sıcaklık Ölçüm Aralığı	Vücut: 32.0 – 42.9 ° C Cisim: 0.0 – 100.0 ° C	
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	10 – 40 ° C	
Çalışma Ortamı Nem Oranı	≤ 95 % RH	
Doğruluk Oranı	Vücut:	32.0 / 35.9 ° C ± 0.2 ° C
		36.0 / 39.0 ° C ± 0.2 ° C
		39.0 / 42.9 ° C ± 0.2 ° C
	Cisim:	0.0 / 100.0 ° C ± 1.0 ° C
Sıcaklık Birimi	° C ~ ° F	
Tekrar Edilebilirlik Oranı	± 0.2 ° C	
Ölçüm Zamanı	< 0.8 saniye	
Rakamsal Ekran Çözünürlüğü	0.1	
Ölçüm Mesafesi	3 - 5 cm	
Otomatik Kapanma Süresi	10 saniye	
Hafıza	99 Adet	
Saklama ve Taşıma Koşulları	Sıcaklık:	-25°C ~ 70°C
	Nem:	≤95% RH.
	Atmosfer Basıncı:	70 ~ 106 kPa
Tip	B Tipi Uygulanabilir Parçalar	
Koruma Sınıfı	IP00	
Güç	3V DC (2x1.5 V AAA Alkaline Pil)	
	Ölçüm Alma	≤ 60 mW
	Bekleme Durumu	≤ 15 mW
	Kapalı iken	≤ 5µW
Elektriksel Güvenlik Sınıfı	Dahili Güç Kaynaklı ME Ekipman	
Boyutlar	140mm(Boy) x 100mm(En) x 40mm (Yükseklik)	
Ağırlık	93 gr (pilsiz)	

#### STANDART AKSESUARLAR

1 adet HNK-TB-01 Temassız Ateş Ölçer, Kullanım kılavuzu, 2 adet AAA Pil



# GÖĞÜS POMPASI



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Adaptörlü veya pilli sağım yapabilme
- Bebeklerin emişini taklit eden biyonomik ritim
- Yumuşak silikon göğüs yastığı sayesinde ağrısız, rahat kullanım
- 160 mmHg'ye kadar vakum miktarı
- 8 farklı ritim seçeneği
- BPA içermez
- 30 dk. sonra otomatik olarak kapanma

## STANDART AKSESUARLAR

1 Adet Elektronik Tekli Göğüs Pompası, 1 Adet AC/DC Adaptör, 1 Adet Taşıma Çantası, 1 Adet Silikon Biberon Emziği, 1 Adet Yedek Tek Yönlü Emme Valfi, 1 Adet Kullanım Kılavuzu

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Vakum	160 mmHg
Çalışma Ortam Sıcaklığı	5 – 40 ° C
Çalışma Ortamı Nem Oranı	≤ 95 % RH
Güç	6W-DC 6V 1A veya (4x1.5 AA Alkaline Pil) (Piller Ambalaja Dahil Değildir !)
Adaptör	Giriş: 100-240VAC ~ 50/60Hz Çıkış: DC 6V 1A
Otomatik Kapanma Süresi	30 dk
Katı ve Sıvı Koruma Sınıfı	IP22
Sınıfı	Sınıf II
Boyutlar	105mm(Boy) x 100mm(En) x 60mm(Yükseklik)
Ağırlık	225 gr (Pilsiz)

## MANUEL GÖĞÜS POMPASI

MODEL NO: HNK-SUTPUMP-MNL

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ergonomik tasarım, hafif ve kompakt dizayn
- Kullanımı kolay
- Manuel sağım özelliği ile her yerde kullanım imkanı
- 220 mmHg'ye kadar vakum miktarı
- Süt akışını uyarıcı yumuşak göğüs yastığı
- BPA içermez
- Ergonomik kulp tasarımı ile tek elle kullanım imkanı

## STANDART AKSESUARLAR

1 Adet Manuel Göğüs Pompası, 1 Adet Taşıma Çantası, 1 Adet Silikon Biberon Emziği, 1 Adet Yedek Tek Yönlü Emme Valfi, 1 Adet Kullanım Kılavuzu





# KULAK KORUYUCU







İPLİ SÜNGER KULAK KORUYUCU

2'Lİ SİLİKON KULAK KORUYUCU



4'LÜ SİLİKON KULAK KORUYUCU



ÇOCUKLAR İÇİN KULAK KORUYUCU



YUMUŞAK-İPLİ SİLİKON KULAK KORUYUCU





# MASKE

---





## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- **OEKO-TEX** sertifikalı terleme yapmayan, bakteri barındırmayan ve iz bırakmayan özel teknik Madaline mikrofilament kumaştan üretilmektedir.
- **Anti bakteriyel koruma**
- **Bakteri Filtrasyon Verimliği (BFE) %95'ten büyüktür**
- **Hijyenik Doku-Alerjen Değildir** Nano Maskeler gibi terleme yapmaz. Sıcak yaz aylarında ferah kullanım sağlar. Hassas yüzeyi, yumuşak dokusu ve kumaş kalitesi ile cildi tahriş etmez.
- **Su İtici Özellik** Kumaşın su itici özelliği sayesinde damlacıkları maskenin içerisine almaz, bulaşından korur.
- **Nem Yönetimi ve Hızlı Kuruma**
- **Bütçe Dostu**
- **Uzun Süre Aşınmaya Karşı Dayanıklı** Güneş karşı rengini uzun süre korur. Güneş ışığında güvenle kullanabilirsiniz.
- **Nefes Alınabilir ve Sonsuz Filament Yapısı Sayesinde Toz geçirmez**
- **UV en yüksek koruma derecesi**  
UV Absorpsiyonu; en yüksek koruma derecesi, UV Standardı 801'e göre UV Label Grade 80 sertifikasına sahiptir.
- **Yıkabilir- Çoklu Kullanım Avantajı**  
Elde veya çamaşır makinesinde hafif deterjan veya sabun minimum 30° maksimum 60° 'ye kadar yıkanması tavsiye edilir. Yumuşatıcı ve çamaşır suyu kullanmayın. Hızlı kuruma avantajı sayesinde akşam yıkayıp sabah kullanılabilir.
- **Şeffaf Ve Açılmadan Gözlemlenebilir Paket Tasarımı**
- **Her Yüze Oturabilen Elastik Kumaştan Üretilmiş Olup Standart Bedendir**

RAHAT NEFES

TOZA KARŞI  
KORUMAYÜZ HATLARINA  
OTURAN TASARIMLASTİK BARIYERLE  
KUSURSUZ KONFORANTİFUNGAL ÖZELLİK  
KOKU YAPMAZTAHİRİŞ YAPMAYAN  
HİJYENİK DOKUÖZEL TASARIM  
YÜKSEK KALİTE KUMAŞELASTİK FORM  
HER BEDENE UYGUN




### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ağız ve burun için tek kullanımlık maske
- Elastik bantlı kolay takılabilir
- 3 katlı ve filtre özellikli
- Lateks ve cam elyaf içermez



### EN14683 Standartlarında Tip IIR Sınıfında %99'a Kadar Filtrasyon Özelliğine Sahiptir



#### Spunbond Katman





%100 Polipropilen non-woven kumaş  
Antibakteriyel ve su itici özellik

#### Meltblown Katman

Yüksek yoğunluklu  
Rahat ve mükemmel nefes alabilirlik

#### Spunbond Katman

100% Polipropilen non-woven kumaş

TESTLER	 Bakteri Filtrasyon Etkinliği (BFE)	 Nefes Alabilirlik (Basınç Farkı)	 Mikrobiyal Temizlik	 Kan Sıçrama Direnci
EN 14983:2019+AC:2019 Standardının İsteddiği Test Sonuç Değerleri	Tip I ≥95 Tip II ≥98	<60 Pa/cm <sup>2</sup>	≤30 kob/gr	Tip IIR ≥16 kPa
Nimo Tek Kullanımlık Cerrahi Yüz Maskesi Test Sonuçları	%98,34	39.0 Pa/cm <sup>2</sup>	13 kob/gr	>21.3 kPa



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Nonwoven kumaştan üretilmiştir
- Alerjik kanserojen madde içermez
- Mükemmel hava geçirgenliği
- Kolay nefes almayı sağlar
- Tüylene yapmaz
- Lastikli, ultrasonik kikişli
- Yüze mükemmel uyum sağlar
- Tek kullanımlık
- 10'lu poşet



**TOPLAM  
102GR**

- 12 gr spunbond nonwoven kumaş
- Bakteri filtrasyonu %95'in üzerinde olan 60 gr mikrofilamentli nonwoven kumaş
- 30 gr spunbond nonwoven kumaş

# HAVA NEMLENDİRİCİ

nimomed®

ULTRASONİK HAVA NEMLENDİRİCİ

MODEL NO:HNK-HUM-01

YERLİ  
ÜRETİM



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Ultrasonik Nemlendirme Teknolojisi
- Saatte 250 ml Buhar Çıkış Hızı
- Çıkarılabilir Su Haznesi
- Çalışırken yukarıdan su ekleyebilme özelliği
- Su azaldığında otomatik kapanma
- Sessiz Çalışma 45dB 'den düşük

## STANDART AKSESUARLAR

1 Adet Nimomed HNK-HUM-01 Ultrasonik Hava Nemlendirici, 1 Adet Temizleme Fırçası, 1 Adet Kullanma Kılavuzu, 1 Adet Garanti Belgesi



Aromatik  
Yağ  
Eklenebilir



360 Derece  
Ayarlanabilir  
Buhar Çıkışı



İki Renkli  
Uyarıcı Buton  
Aydınlatması



Sessiz  
Çalışma



Otomatik  
Kapanma



Ayarlanabilir  
Buhar  
Yoğunluğu



Karbon  
Hava Filtresi




Çevre Dostu  
Düşük Enerji  
Tüketimi



Maksimum  
Etki Alanı  
30 m²




4.5 L Su  
Haznesi



# İTHAL ÜRÜNLER



# TANSİYON ALETİ







TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	Üst koldan ölçer
Ölçüm Aralığı	Diyastolik Kan Basıncı: 40-130 mmHg Sistolik Kan Basıncı : 60-230 mmHg Nabız: 40-199 atım/dk
Doğruluk	Kan Basıncı: $\pm 3$ mmHg Nabız: $\pm 5$ %
Hafıza	2x120 adet hafıza (Çift Kullanıcı)
Ortalama Alma Fonksiyonu	Son 3 ölçüm değerinin ortalamasını alma
Materyal	ABS+LCD Ekran
Manşon Boyutları	22-40 cm
Güç Kaynağı	Dahili-DC 6V (4*AAA) / Harici-DC 5V 1A
Çalışma Ortam Koşulları	Sıcaklık: 5°C ~ 40°C
	Nem : 15% to 93% RH.
	Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa
Depolama ve Taşıma Ortam Koşulları	Sıcaklık: -25°C ~ 70°C
	Nem: $\leq 93$ % RH.
	Atmosfer Basıncı: 70 ~ 106 kPa

STANDART AKSESUARLAR

Geniş Aralıklı Sert Manşon 8.7" – 15.7" (22 - 40 cm)

Akıllı Tip Dijital Tansiyon Aleti



OTOMATİK TÜRKÇE KONUŞAN KOLDAN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

MODEL NO: HKDK-01

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	105(B)x120(E)x55(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 310 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
En Yüksek Basınç	300mmHg
Ölçüm Aralığı	40 - 260 mmHg (Kan basıncı) 40 - 160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	$\pm 3$ mmHg Kan Basıncı $\pm 5$ % Nabız Ölçüm
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Piller	4 adet AA x1.5V
Adaptör	Opsiyonel, 6V, 600mA
Hafıza	2 kullanıcı her kullanıcı 90 adet
Manşon	22-32 cm (standart manşon)
Sınıfı	Sınıf II

STANDART AKSESUARLAR

Ana Cihaz, Manşon , 4xAA Pil, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi



Dünya Sağlık Örgütü Standartlarına Göre Tansiyon Sonucu Sınıflandırma

Çift Kullanıcı Ölçüm Kaydı

Türkçe Konuşan




TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	110mm(B) x 80mm(E) x 52(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 285 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
Ölçüm Aralığı	40-260 mmHg (Kan Basıncı) 40-160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	± 3 mmHg Kan Basıncı ± 5% Nabız
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Pil	4 adet AAx1.5V
Adaptör	Opsiyonel, 6V, 600mA
Hafıza	90 adet
Manşon	22-32 cm boyutunda (standard manşon)

STANDART AKSESUARLAR

1xAna Cihaz, 1xManşon, 4xAA Pil, 1xKullanım Kılavuzu  
1xGaranti Belgesi




OTOMATİK TÜRKÇE KONUŞAN BİLEKTEN ÖLÇER TANSİYON ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut	66(B)x70(E)x30(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 123 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
Ölçüm Aralığı	40-260 mmHg (Kan Basıncı) 40-160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	±3mmHg Kan Basıncı ±5% Nabız
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Pil	2 Adet AAAx1.5V
Hafıza	2 kullanıcı her kullanıcı 90 adet
Manşon Boyutu	12.5~20.5 cm

STANDART AKSESUARLAR

Ana Cihaz, Bilek Manşonu, 2xAAA Pil, Taşıma Kutusu,  
Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Boyut	66(B)x70(E)x30(Y)mm
Ağırlık	Piller hariç 110 gram
Ölçüm Metodu	Osilometrik
En Yüksek Basınç	300mmHg
Ölçüm Aralığı	40-260 mmHg (Kan Basıncı) 40-160 atım/dk (Nabız)
Ölçüm Doğruluğu	±3mmHg Kan Basıncı ±5% Nabız
Şişirme	Pompa tarafından otomatik
Kademeli Sönme	Otomatik elektronik valf
Pil	2 Adet AAx1.5V
Manşon Boyutu	12.5~20.5
Sınıf	Sınıfı II

**STANDART AKSESUARLAR**

Ana Cihaz, Bilek Manşonu, 2xAAA Pil, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, Saklama Kutusu



**ANEROİD PALM TİPİ ÇİFT BORULU KANCA LI TANSİYON ALETİ**

**MODEL NO: HNK-2T**

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Profesyonel kullanım için kaliteli, çift borulu
- Hastane, ev ve işyeri gibi yerlerde kullanıma uygun
- Tek elle kullanım kolaylığı ve parmakla kontrol
- Yüksek doğruluk oranı



**STANDART AKSESUARLAR**

Krom Kaplama Metal Kasa, Standart Metal Klips, Çift Borulu Yetişkin Tipi Lateks Şişirme Valfi, Siyah Naylon Taşıma Çantası



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ölçüm Aralığı	0-300 mmHg
Ölçüm Doğruluğu	± 3 mmHg
Boyut	165mmx53mmx51mm
Net Ağırlık	364 ± 5g

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Yumuşak taşıma çantası
- Cırtlı kaliteli manşon
- Yüksek kalitede hassas ölçüm
- Stetoskoplu aneroid tansiyon aleti

**STANDART AKSESUARLAR**

1x Aneroid Tansiyon Aleti, 1x Manşon, 1x Stetoskop, 1x Yumuşak Taşıma Çantası, 1x Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

**ANEROİD ÇOCUK TANSİYON ALETİ**

**MODEL NO: HS-20C**

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Yüksek kalite, daha iyi sağlık
- Bebek ve çocuklar için üretilmiştir
- Lateks içermez

**STANDART AKSESUARLAR**

1x Aneroid Tansiyon Aleti, 1x Manşon, 1x Stetoskop, 1x Yumuşak Taşıma Çantası, 1x Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi



**ANEROİD TANSİYON ALETİ**

**MODEL NO: HNK-AN1**

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Güvenilir yapı ve yüksek kalite
- Yenilikçi dış tasarım
- Hafif ve taşınması kolay
- Rahat okunabilir büyük ekran gösterge





## RAPPAPORT STETOSKOP

MODEL NO: HS-30C

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kaliteli valflerle üretilmiştir
- Yetişkin, çocuk ve bebeklerde kullanılabilir
- Bebeklerin kalbinden gelen düşük ve orta seviyeli sesleri en iyi şekilde duymanızı sağlar



## DÖNER DİYAFRAMLİ STETOSKOP

MODEL NO: HNK-W2



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çift borulu sistem
- Yumuşak-sızdırmaz kulak başlıkları
- Yüksek akustik hassasiyeti
- Soğuk olmayan halkalı geleneksel kombinasyon göğüs kiti
- Düşük ve yüksek frekansları belirlemek için gezici diyafram

### STANDART AKSESUARLAR

4 adet Yedek Yumuşak Kulaklık Uçları, 1 adet Yedek Diyafram

# ULTRASONİK NEBULİZATÖR



## ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR

MODEL NO: HNK-UN-01

nimo®

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	220-240 VAC, 50/60 Hz
Güç	25 W
Osilatör Frekansı	1.7 Mhz
Partikül Boyutu	0-5 µm
Maks. Nebulizasyon Hızı	≥ 2.0 ml/dk
İlaç Hazne Kapasitesi	12 ml (maks)
Ağırlık	1.5 kg

### STANDART AKSESUARLAR

Uzatma Hortumu(2 Parça), Yetişkin ve Çocuk Maske,  
5 Adet İlaç Haznesi, Ağızlık (2 Adet), Sızdırmazlık Halkası



# KLİNİK VE ODA DERECELERİ



**nimomed**

DİJİTAL DERECE

MODEL NO: HNK-ECT-1

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Son ölçüm değerinin otomatik olarak hafızaya kaydedilmesi
- Ölçümün tamamlandığını bip sesi ile bildirir
- Otomatik kapanma özelliği sayesinde uzun pil ömrü
- °C & °F Ölçümü
- Lcd ekranda düşük pil uyarı göstergesi

Güvenilir  
Doğruluk

Hızlı  
Ölçüm

Otomatik  
Kapanma

ALARMLI





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Dijital Sıcaklık ve Nem Ölçer
- Gün içinde Maksimum-Minimum değeri kaydetme
- Alarmlı
- Max&Min değeri gösteren buton
- Saat ve Tarih
- °C ve °F görüntüleme
- Uzun ömürlü kullanım

DİJİTAL İÇ NEM VE SICAKLIK / DIŞ SICAKLIK ÖLÇER

MODEL NO: SH-109


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İç ortamın nem ve sıcaklığını dış ortamın sıcaklığını ölçme
- Gün içersindeki maksimum-minimum değerleri görüntüleme
- °C ve °F görüntüleme
- Büyük ve okunabilir ekran
- Uzun ömürlü kullanım
- Harici ölçüm probu dahildir



DİJİTAL ODA DERECESİ

MODEL NO: SH-138




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dijital
- Plastik
- Sağlam
- Lcd ekran
- Uzun ömürlü kullanım



# ANNE VE BEBEK



GÖĞÜS PEDI

nimo®

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kaymayı önleyen sabitleyici bantlar
- Yumuşak emici "NON WOVEN" dış yüzey
- Süper emici polimer jel
- Extra yumuşak pamuksu doku
- Nem koruyucu dış yüzey
- Nefes alan sistem ve giysiler için güvenli koruma

30  
ADET

+

10  
ADET  
HEDİYE

=

40'Lİ  
PAKET





# HAVALI YATAK



**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**BORU TİPİ YATAK**

Boyut	190 cm(B)x85 cm (E)x11.5 cm(Y)
Teknik Özellikler	Tamir Kiti ,ekstra hücre, kanatlı havalandırma
Yatak Örtüsü	Güçlü Naylon PU
Hava Hücreleri	17 Adet PVC Boru Tipi Hücre
Renk	Mavi
Yatak Ağırlığı	5.2 kg
Taşıma Kapasitesi	135-140 kg

**AYARLANABİLİR BASINÇ POMPASI**

Çalışma Gerilimi	220 VAC/50Hz
Hava Çıkış Oranı	6-8 Litre/Dakika
Devir Zamanı	12 dk
Basınç Oranı	50mmHg - 110 mmHg
Güç Tüketimi	7W
Sigorta	1A
Boyutları	23.5 cm(B)x11.7 cm (E)x8.1 cm(Y)
Ağırlık	1.3 kg

**STANDART AKSESUARLAR**

1x Basınç Pompası, 1x Havalı Yatak, 1x Çift Hortum, 1x Tamir Kiti, 1x Yedek Hücre, Kullanım Kılavuzu



**AYARLANABİLİR  
BASINÇ  
POMPASI**



**PETEKLİ HAVALI YATAK VE BASINÇ POMPASI**

**MODEL NO: HF6001+HF62012**

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**PETEKLİ HAVALI YATAK**


Boyut	200 (B) x 90 (E) x 7.0 (Y) cm
Hava Hücreleri	130 Adet Hava Hücresi
Aksesuar	Tamir kiti, 1.5M Hortum
Materyal	Tıbbi Sınıf Tayvan Nanya PVC
PVC Kalınlığı	0.3mm
Renk	Bej
Yatak Ağırlığı	2.2-2.5kg
Taşıma Kapasitesi	120-130kg

**BASINÇ POMPASI**

Çalışma Gerilimi	220VAC/50Hz
Hava Çıkış Oranı	5-7 Litre/Dakika
Basınç aralığı	50mmHg - 110mmHg
Devir Zamanı	12 dk
Güç Tüketimi	7W
Sigorta	1A
Boyutları	23.5 (B) x 12 (E) x 9.5 (Y) cm
Ağırlık	1.4 kg

**STANDART AKSESUARLAR**

1x Basınç Pompası, 1x Havalı Yatak, 1x Çift Hortum, 1x Tamir Kiti, Kullanım Kılavuzu



**AYARLANABİLİR  
BASINÇ  
POMPASI**






# SICAK SU TORBASI

---





2000ml KAÜÇUK SICAK SU TORBASI

MODEL NO: KG-0001

2000ml ÖZEL KILIFLI SICAK SU TORBASI

MODEL NO: BK-0004



2000ml KILIFLI KAÜÇUK SICAK SU TORBASI

MODEL NO: KK-0002



750 ml ÇOCUKLAR İÇİN KILIFLI SICAK SU TORBASI

MODEL NO: CK-01





# PREZERVATİF



ANTI-M KONDOM 12'Lİ PAKET NOKTALI

ANTI-M KONDOM 12'Lİ PAKET ÇİLEK AROMALI



ANTI-M KONDOM 12'Lİ PAKET TIRTIRLI



# SERTİFİKALARIMIZ

CERTIFICATE



**AT Sertifikası**  
**Tam Kalite Güvence Sistemi**  
**Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT Ek-II Bölüm 3**  
**Sertifika Numarası: 1984-MDD-19-563**

Aşağıda bahsi geçen kuruluşun tam kalite güvence sistemine ait incelemesinin, tıbbi cihazlara dair 93/42/AT yönetmeliği Ek-II (Bölüm 4 muaf tutularak) gereksinimlerine göre yapıldığını beyan ederiz. Tam kalite güvence sisteminin yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili koşullarına uygunluğunu tasdik ederiz.

Kuruluş:

**HÜNKAR ECZA VE MEDİKAL**  
**SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Akçeşme Mahallesi 2019 Sokak No:5 Merkezefendi, Denizli, Türkiye

Ürünler: Kompresörlü Nebulizator, Taşınabilir Mesh Nebulizator, Temassız Ateş Ölçer, Oksijen Maskeleri, Nebulizer Setleri

Ürünler, sertifikanın bir parçası olan ekte tanımlanmış olup, ek 1 (bir) sayfadan oluşmaktadır. Sertifika son kullanma tarihine kadar geçerli olup periyodik gözetim denetimlerinin başari ile tamamlanmasına tabidir. Detaylar için lütfen Kiwa Belgelendirme Hizmetleri'ne başvurunuz.

Rapor No: M.3979.08  
İlk Yayın Tarihi: 18 Ocak 2019  
Son Yayın Tarihi: 26 Haziran 2020  
Revizyon Numarası: 01  
Son Geçerlilik Tarihi: 17 Ocak 2024

Muhtem Gökhan Yücel  
Onaylanmış Kuruluş Başkanı

26 Haziran 2020, İstanbul, Türkiye

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.  
İTOSH 9, Cadde No:15 Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 216 593 25 75 / Faks: +90 216 593 25 74  
Web: www.kiwa.com.tr / e-posta: posta@kiwa.com

**AT Sertifikası Eki:**  
**Tam Kalite Güvence Sistemi**  
**Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT Ek-II Bölüm 3**  
**Sertifika No: 1984-MDD-19-563, Revizyon Numarası: 01**

Sayfa 1/1

İlgili tıbbi cihazlar;

Ürün: Kompresörlü Nebulizator  
Model Numarası: HNK-NBL-MN, HNK-NBL-S, HNK-NBL-MON, HNK-NBL-S1, HNK-NBL-COM, HNK-NBL-SKY, HNK-NBL-CAR, HNK-NBL-EXT, HNK-NBL-FISH, HNK-NBL-TRV  
Ürün: Taşınabilir Mesh Nebulizator  
Model Numarası: HNK-MESH-01

Ürün: Temassız Ateş Ölçer  
Model Numarası: HNK-IR-01, HNK-TB-01

Ürün: Oksijen Maskeleri  
Model Numarası: 099 101, 099 102, 099 103, 099 104

Ürün: Nebulizer Setleri  
Model Numarası: 099 111, 099 121, 099 131, 099 141, 099 151, 099 161, 099 171, 099 112, 099 132, 099 142, HNK-MESH-01-01, HNK-MESH-01-02, HNK-MESH-01-03  
Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT altında bir onaylanmış kuruluş olup kimlik numarası 1984'tür.

Muhtem Gökhan Yücel  
Onaylanmış Kuruluş Başkanı

26 Haziran 2020, İstanbul, Türkiye

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.  
İTOSH 9, Cadde No:15 Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 216 593 25 75 / Faks: +90 216 593 25 74  
Web: www.kiwa.com.tr / e-posta: posta@kiwa.com

CERTIFICATE



**HÜNKAR ECZA VE MEDİKAL**  
**SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

AKÇEŞME MAHALLESİ 2019 SOKAK NO: 5 MERKEZEFENDİ - DENİZLİ - TÜRKİYE

**KOMPRESÖRLÜ NEBULİZATÖR, TAŞINABİLİR MESH**  
**NEBULİZATÖR, OKSİJEN MASKESİ, NEBULİZER SET VE**  
**TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ÜRETİM, DAĞITIM VE TEKNİK SERVİSİ**

kapsamında

**EN ISO 13485:2016**

Tıbbi Cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Düzenleyici amaçlar için gereklilikler

"Standartın aşağıda verilen maddeleri hariç tutulmuştur."  
"7.5.3", "7.5.7", "7.5.9.2"

Sertifika No : M 9324  
İlk Belgelendirme Tarihi : 22 Ocak 2013  
Sertifika Tarihi : 18 Ocak 2019  
Son Geçerlilik Tarihi : 17 Ocak 2022

Genel Müdür

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.  
İTOSH 9, Cadde No: 15 Tepeören Tuzla - İstanbul - Türkiye  
Tel: +90 216 593 25 75 Faks: +90 216 593 25 74  
Web: www.kiwa.com.tr E-mail: info@kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin başari ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir.  
Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurabilirsiniz.

Sertifika Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019 - R 04



TÜRKAK B08 NO  
YS-0000-0000

CERTIFICATE



**HÜNKAR ECZA VE MEDİKAL**  
**SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

AKÇEŞME MAHALLESİ 2019 SOKAK NO: 5 MERKEZEFENDİ - DENİZLİ - TÜRKİYE

**KOMPRESÖRLÜ NEBULİZATÖR, TAŞINABİLİR MESH**  
**NEBULİZATÖR, OKSİJEN MASKESİ, NEBULİZER SET VE**  
**TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER ÜRETİM, DAĞITIM VE TEKNİK SERVİSİ**

kapsamında

**ISO 9001:2015**

Uluslararası kalite sistem standardına uygun  
bir kalite yönetim sistemi kurmuştur.

"Standartın aşağıda verilen maddeleri hariç tutulmuştur."  
"Haric, tamam yoktur."

Sertifika No : M 9323  
İlk Belgelendirme Tarihi : 22 Ocak 2013  
Sertifika Tarihi : 18 Ocak 2019  
Son Geçerlilik Tarihi : 17 Ocak 2022

Genel Müdür

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.  
İTOSH 9, Cadde No: 15 Tepeören Tuzla - İstanbul - Türkiye  
Tel: +90 216 593 25 75 Faks: +90 216 593 25 74  
Web: www.kiwa.com.tr E-mail: info@kiwa.com.tr

Sertifikalar periyodik ara denetimlerin başari ile tamamlanması kaydıyla geçerlidir.  
Detaylı bilgi için yukarıdaki numaralara başvurabilirsiniz.

Sertifika Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019 - R 05



TÜRKAK B08 NO  
YS-0004-499E

Medikal çözümlerle  
Her zaman yanınızdayız



**HÜNKAR**  
ECZA VE MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Hünkar Ecza ve Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Akçeşme Mah. 2019 Sk. No:5  
Merkezefendi / Denizli / TÜRKİYE  
Tel: +90 258 371 46 56



[www.hunkarmedikal.com](http://www.hunkarmedikal.com)



@ajansgizmo